



**Attrezzatura per la
manutenzione con acqua**
Spugna non abrasiva



Attrezzatura per il lavaggio manuale
Mop o garza monouso in microfibra

	Attrezzatura utilizzata	Prodotti di pulizia	Metodi di pulizia
Primo utilizzo 		Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Pulizia manuale con detergente alcalino + spugna non abrasiva • Recupero dell'acqua con un mop monouso in microfibra • Risciacquo con acqua pulita
Manutenzione quotidiana Una volta al giorno		Detergente naturale o detergente disinfettante	<ul style="list-style-type: none"> • Pulizia manuale con spugna non abrasiva + detergente naturale per le superfici ubicate nelle aree 1 o 2 e detergente disinfettante per le superfici ubicate nelle aree 3 e 4 e infine in area 2 oppure • Pulizia a vapore
Pulizia periodica Una volta al mese e alla partenza del paziente nelle aree 1 e 2 Una volta a settimana e alla partenza del paziente nelle aree 3 e 4		Detergente disinfettante	<ul style="list-style-type: none"> • Pulizia manuale con detergente disinfettante (senza ammine) e spugna non abrasiva oppure • Pulizia a vapore (in caso di manutenzione quotidiana manuale)
Pulizia in profondità Una volta al mese		Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Pulizia manuale con detergente alcalino + spugna non abrasiva • Risciacquo con acqua pulita

Metodo di pulizia per:
Mural Calypso / Mural Ultra / Mural Club